

ШЫҒЫС/ИСХОД

АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ ЖИТС ОРТАЛЫҒЫ
ШЫҒЫС/ИСХ № 03-187
КҮН/ДАТА 14.02.22
ПАРАҚ САНЫ/КОЛ-ВО ЛІСТОВ
АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПИД-ЦЕНТР

Всем поставщикам

КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области на основании п. 103 главы 10 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 года за №375, проводим закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Барлық әлеуетті
өнім берушілерге

Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған имун тапшылығы синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ҚМҚК Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы №375 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шенберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алу, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу, ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту сатып алу, ұйымдастыру және өткізу ережесінің 10.6.103 т сәйкес медициналық бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жүргізілетіні туралы хабарлайды:

№	Наименование/Атауы	Техническая спецификация/Техникалық сипаттама	Ед изм-өлш бірлігі	Кол-во/саны			Цена/бағасы	Сумма/сомасы	График поставки/жеткізу уақыты
				ФСМС	ЦТТ	ВБ			
1	Трубка/Түтік	сенсор температуры промывочной зоны для аппарата ARCHITECT i2000 SR сенсор температура жуу аймағы ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жинағы	3			135 270	405810	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
2	Датчик /датчик	уровня буфера - Sensor Level Buffer для аппарата ARCHITECT i2000 SR Буфер деңгейінің сенсоры-сенсор деңгейінің буфері ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жинағы	1			167 670	167670	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
3	Датчик /датчик	УРОВНЯ ТРИПТЕРА для аппарата ARCHITECT i2000 SR ТРИПТЕР ДЕНГЕЙІНІҢ СЕНСОРЫ ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жинағы	1			132 840	132840	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

4	Сенсор /сенсор	Sensor, Level Pre-Trigger для аппарата ARCHITECT i2000 SR, деңгейінің алдын-ала тригері ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	1				126 360	126360	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
5	Трубка/Түтік	перекатки буфера ARC Tubing для аппарата ARCHITECT i2000 SR / буферді айдау ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	1				126 360	126360	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
6	Трубка/Түтік	ПРОБО ЗАБОРНИКА для аппарата ARCHITECT i2000 SR СЫНАМА АЛУ ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	2				74 520	149040	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
7	Трубка/Түтік	слива (External Waste Tubing) для аппарата ARCHITECT i2000 SR Ағызу (External Waste Tubing) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	1				93 150	93150	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
8	Промывающий буфер/Жуу буфері	(Concentrated Wash Buffer) для аппарата ARCHITECT i2000 SR (Concentrated Wash Buffer) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	36				30 780	1108080	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
9	Раствор/ерітіндісі	Пре-триггера 4 x 975 мл (Pre-Trigger Solution) для аппарата ARCHITECT i2000 SR Пре-триггер 4 x 975 мл (pre-Trigger Solution) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	4				70 470	281880	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
10	Раствор/ерітіндісі	триггера 4 x 975 мл (Trigger Solution) для аппарата ARCHITECT i2000 SR 4 x 975 мл триггер (Trigger Solution) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	6				31 590	189540	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
11	Фильтр/сүзгісі	буфера (Buffer filter) для аппарата ARCHITECT i2000 SR Буфер (Буфер) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	1				228 420	228420	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

12	Пробо заборник /Жуу аймағының сынағасы	промыочной зоны (Probe Wash Zone) для аппарата ARCHITECT i2000 SR (Probe Wash Zone)ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	3				55 890	167670	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
13	Ячейки/жасушалары	Реакционные , 2000, 4000 шт./уп. - Reaction Vessels для аппарата ARCHITECT i2000 SR Реакция , 2000, 4000 дана/уп. - Reaction Vessels ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	14				82 620	1156680	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
14	Чашечки /шыныаяқтары	4x250/для образцов (Sample Cups уп. 1000 шт.) для аппарата ARCHITECT i2000 SR 4x250 / үлгі (үлгі Cups up. 1000 дана.) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	упаковка/о рау	4				41 310	165240	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
15	Крышечки/ қақтақтары	Предохранительные (Septumsуп. 200шт.) для аппарата ARCHITECT i2000 SR Қауіпсіздік(Septumsуп. 200 дана.) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	упаковка/о рау	5				29 160	145800	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
16	Калибратор/Калибрат оры	ВИЧ Аг/АтКомбо (HIV Ag/Ab Combo Calibrator) для аппарата ARCHITECT i2000 SR AG/Combo (HIV AG/Ab аралас) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	4				80 190	320760	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
17	Реагент/ Реагент	HIV AG/AB COMBO CONTROLS/ ВИЧ Аг/АтКомбоконтроли (HIV Ag/Ab Combo Controls) для аппарата ARCHITECT i2000 SR ВИЧ АГ/АБ бақылау/сәулетші ВИЧ Аг/Ат комбоконтроли (сәулетші комбо ВИЧ АГ / АБ бақылау) ARCHITECT i2000 SR аппарат үшін	набор/жин ағы	4				80 190	320760	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
18	Реагент/ Реагент	анти-ВГС.Набор реагентов для иммуноферментного выявления наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. 12*8 анти-ВГС.С гепатиті вирусына G және M класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы 12*8	набор/жин ағы		2			19700	39400	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
19	Реагент/ Реагент	анти-ВГС.-подтверждающий тест Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. 12*8 анти-ВГС.С гепатиті вирусына G және M класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті бекітуге арналған реагенттер жиынтығы 12*8	набор/жин ағы	10	2			34800	417600	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

	20 Реагент/ Реагент	HBs – антиген. - подтверждающий тест (комплект 1) Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия HBsAg(одностадийная постановка) Чувствительность 0,05/0,01 ME/мл 12*8 В-HBs – антиген. Реагенттердің жинағы үшін имундық-ферменттік анықтау қатысу HBsAd (одностадийная кою) 12*8	набор/жин ағы	10			28400	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
21 Картриджи/картриджи		(Cartridges Kit 100) картридж(100шт/уп)Картридж к анализатору Alere Pima CD4 CD4 оснащен устройством для комплектования образца 25 мкл и сухими реагентами для проведения тестирования. Тест Pima CD4 проводится в картридже и модель никогда не контактирует с какими-либо частями анализатора Pima. Это снижает риск контаминации анализаторов и других моделей. После заправки картриджа Pima CD4 в анализатор, образец транспортируется в инкубационное отделение внутри картриджа и обозначается двумя флуоресцентными красителями (1-краситель, 2-краситель), которые пропускают свет различных длин волн. CD4 (Cartridge Kit 100x) – картриджері анализатор Alere Pima үшін арналған CD4 CD4 картриджі 25 мкл үлгіні жинақтауға арналған құрылғымен және тестті өткізуге қажетті құрғақ реагенттермен жабдықталған. CD4 тесті картрижде өткізіледі және үлгі еш уақытта Pima талдаушының қандай да бір бөліктерімен байланысқа түспейді. Бұл талдаушы пен басқа үлгілердің контаминациялану қаупін азайтады. Pima CD4 картриджін талдаушыға салғаннан кейін үлгі картридждің ішіндегі инкубациялық бөлімге тасымалданып, ол жерде әр түрлі толқындар ұзындығының жарығын өткізетін екі түрлі флуоресцентті бояғыштармен (1-бояғыш, 2-бояғыш) белгіленген.	набор/жин ағы	3		760000	2280000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

22	Картриджи/картриджтар	CD 4 Test Bead standard -контрольные картриджи с флуоресцентными микрогранулами для измерения нормального и низкого уровня CD 4 для анализатора Alere Pima CD4 Test Bead standard – внешний контрольный материал для ежедневного контроля качества (QC) , контроля настроек и функциональности устройства, а также анализа данных флуоресцентного анализатора Alere PimaTM. Стандарт состоит из двух готовых к использованию картриджей, [Normal] и Bead [Low] с определенным количеством флуоресцентных частиц. Ежедневный контроль качества следует выполнять перед исследованием образцов пациентов или после любого перемещения флуоресцентного анализатора Alere PimaTM . Каждое тестирование занимает примерно 7 минут. Для диагностики in vitro. Является составной частью закрытой системы флуоресцентного анализатора Alere PimaTM. CD4 орташа және төмен деңгейлерін өлшеуге арналған флуоресцентті микрогранулары бар Alere Pimaанализатор үшін арналған CD4 Test Bead standard бақылау картриджі. Pima талдаушының күнделікті сапа тексеруге (QC) арналған ішкі стандарт. Стандарт құрамына пайдаланылуға дайын екі картридж, белгілі бір деңгейдегі шашыраңқы сәулелендіру бөлшектері бар «Normal» (калыпты) бөлшектері және «Low» (Төмен деңгей) бөлшектері кіреді. Күнделікті сапа тексеруді науқастың үлгілерін зерттеу алдында немесе Pima талдаушының орнын ауыстырғаннан кейін өткізу керек. Әрбір тестілеу шамамен 7 минут уақытқа созылады. In vitro талдауы үшін. флуоресцентті талдаушы жабық жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	набор/жін ағы	2				75000	150000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
23	Тест-полоски /Тест-жолақтар	Test полоски для анализатора мочи Urisys 1100 (100шт) Urisys 1100 зәр анализаторы үшін Test (100 дана)	упаковка/о рау	3		1		27550	110200	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
24	Тест-полоски /Тест-жолақтар	Контрольные полоски тест-полоски для анализатора мочи Urisys 1100 зәр анализаторы үшін бақылау Test-жолақтар Test(100 дана)	упаковка/о рау	2		1		43000	129000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
25	Маркеры/маркерлер	Маркер перманентный круглый корпус закругленный пишущий узел 1 мм цвет черниль/маркер тұрақты раунды денесі дөңгеленген 1 мм жазықтық кара	шт/дана	50				1600	80000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
26	Пластырь/бұласыр	Инъекционный гемостатический пластырь. 36 мм,16 мм(3 мм толщина прокладки) Инъекциялық гемостатикалық бұласыр 36 мм, 16 мм (3 мм төсемнің қалыңдығы)	шт/дана	9000				300	2700000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

27	Перекись водорода/ Сутегі асқын тотығы	Перекись водорода 3 %, 100 мл Сутегі асқын тотығы 3%, 100 мл	фл	40				320,41	12816,4	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
28	Перекись водорода/ Сутегі асқын тотығы	Перекись водорода 6 %, 400 мл Сутегі асқын тотығы 6%, 400 мл	фл	120				505	60600	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
29	Шприцы/шприцтер	Стерильные, 3 х компонентные, медицинские одноразового применения, с размерами игл 21G*1 1/2, 22G *1 1/2, 23G*1 1/2 ,объемом 5,0 мл ,представляющие собой поршневой насос ,предназначенный для внутривенных и внутримышечных инъекций лекарственных препаратов в организм, а так же переливаний крови , взятия проб различных жидкостей и отсасывания экссудатов. Стерильді, 3-компонентті, медициналық шприцтер бір рет қолданылатын ,иге өлшемдері 21G x 1 1/2 , 22G x 1 1/2 , 23G x 1 1/2 , көлемімен 5.0 мл, поршеньді сорап түрінде . Тері астына, көктамыршілік және бұлшық етке дәрілік препараттарды егуге арналған және адам ағзасына, сондай-ақ қан құю және сынамасын алу әр түрлі сұйықтықтарды сорып алуға арналған	шт/дана	50000				13,3	665000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
30	Шприцы/шприцтер	Стерильные, 3 х компонентные, медицинские одноразового применения, с размерами игл 23G*1 1/2 ,объемом 2,0 мл ,представляющие собой поршневой насос ,предназначенный для внутривенных и внутримышечных инъекций лекарственных препаратов в организм, а так же переливаний крови , взятия проб различных жидкостей и отсасывания экссудатов. Стерильді, 3-компонентті, медициналық шприцтер бір рет қолданылатын ,иге өлшемдері 23G x 1 1/2 , көлемімен 2.0 мл, поршеньді сорап түрінде . Тері астына, көктамыршілік және бұлшық етке дәрілік препараттарды егуге арналған және адам ағзасына, сондай-ақ қан құю және сынамасын алу әр түрлі сұйықтықтарды сорып алуға арналған	шт/дана	50000				12,6	630000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

		(100 тест) 1. Назначение теста Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 р24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека 2. Принцип метода Иммунохроматографический экспресс тест, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном 3. Определяемый показатель Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 р24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О 4. Формат набора - Тест-полоски, в защитной алюминиевой фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа 5. Количество тестов в наборе – не менее 100 6. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Наличие – одностадийный экспресс-тест 7. Время проведения теста, не более 20 минут 8. Возможность считывания результата, не менее 30 минут 9. Объем образца, не более 50 мкл 10. Аналитическая чувствительность, не менее 2 МЕ/мл р24 Ag 11. Чувствительность, не менее 100% 12. Специфичность, не менее По антигену - 99,76% По антителам – 99,96% 13. Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста Для каждого теста в наличии должны быть принадлежности : капилляры , чейз буферы ,автоматические скарификаторы и спиртовые салфетки на каждое определение (100 тест) 1. Тесттін максаты Адамның сарысуындағы, плазмасындағы Вич1 р24 антигенін және ВИЧ-1, ВИЧ-2 және ВИЧ-1 топтағы О антиденелерін және жаңа алынған капиллярлық және веноздық қанын бір мезгілде анықтау үшін 2. Әдіс принципі Коллоидты селені бар конъюгаттарды пайдалана отырып иммунохроматографиялық экспресс тест 3. Анықталатын көрсеткіш Бір мезгілде және бөлек бір тест-жолақта: вич1 р24 антиген - антиген жолағы, О тобындағы АИТВ - 1, АИТВ-2 және АИТВ-1 антиденелерінің жолағы 4. Теру пішімі -Бір мезгілде 10 талдауға дейін қою мүмкіндігі үшін 10 жолақтан тұратын тест-карталарға біріктірілген қорғаныш алюминий фольгадағы Тест-жолақтар - Жеке талдау жасау үшін жеке тест-жолақтарды тест-картадан бөлу мүмкіндігі 5. Жиынтықтағы тест саны – 100-ден кем емес 6. Буферді немесе басқа реактивтерді қолданбай бір кезеңде зерттеу жүргізу (плазманы немесе сарысуды пайдалану кезінде) Болауы-бір сатылы экспресс-тест 7. Тест өткізу уақыты, 20 минуттан аспайды 8. Сч мүмкіндігі	комплект/ жиынтық	10			155000	1550000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Таблицы беруші Шартта қойған кесте бойынша
--	--	--	-------------------	----	--	--	--------	---------	--

32	Набор реагентов-регент жиынтыгы	3. Аныктайтын көрсөткіші Бір тест-жолакта бір мезгілде және бөлөк: р24 (Ag) АИВ антигенін жолакы АИВ-1 (соңун ішінде О тобындагы АИВ-1-ге) мен АИВ-2-ге (Ab) 4. Жинак пішімі- Фольгадан жасалатын алюминдык каптамадагы тест-кесіндісі, 10 талдауы бір мезгілде кою үшін, 10 тест- кесіндігінен есептелген тест-картага біріктірген. - Жеке талдауы кою үшін, 10 тестіге есептелген тест-картадан жеке тест-кесіндісін бөлініп шыгу мүмкіндігі.5. Жинактагы тест саны - 100	набор/жин ағы		1		34000	34000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта койган кесте бойынша
33	Набор реагентов-регент жиынтыгы	6. Зерттеу жүргізу (Сарысуын және плазмасын колдаганда) чейиз буферсіз бір кезеңінде өткізіледі. Бар болу- бірсагысы тесті. 7. Тест жасау уакыты- 20 мин. артык эмес 8. Натигесіні оқып алу мүмкіндігі 30 мин аз эмес . 9. Үлгінің көлемі- 50 мкл артык эмес.10. Талдау сезімталдыгы 2 МЕ/мл р24 Ag аз эмес	набор/жин ағы	5	1		89100	534600	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта койган кесте бойынша
34	Набор реагентов-регент жиынтыгы	11. Сезімталдыгы, 100% аз эмес.12. Айрыкчалыгы, аз эмес 99,76%-антигеннен	набор/жин ағы		2		14900	29800	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта койган кесте бойынша
35	Метиленовый синий/метилен көк	99,96%- антиденелерден13. Өрбір тесттің талдауын жүргізуінің дұрыстыгы ішкі бақылауы бар.	фл/кұты	2			3440	6880	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта койган кесте бойынша

36	Тест/тест	Тест однократного применения, предназначенное для качественного определения антител вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 в образцах околодесенной жидкости (слюны), цельной крови, сыворотки и плазмы. 1. Иммунохроматографический тест, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном; 2. Определяемый показатель На одной тест-полоске: Антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О; 3. Наличие в наборе однократного тест-устройства, консерванта и флакона с проявляющимся раствором, многократный планшет и инструкция по применению. 4. Время проведения теста, не более 20 минут; 5. Чувствительность, не менее 99,4%; 6. Специфичность, не менее 99,6%; 7. Наличие прекализации ВОЗ/ "Апштылган сұйықтық (сілекей), жаңа алынған қан, Сарысу және плазма үлгілеріндегі 1 және 2 типті адамның имун тапшылығы вирусының антиденелерін сапалы анықтауға арналған бір рет қолданылатын тест. 1. Коллоидты селені бар конъюгаттарды пайдалана отырып иммунохроматографиялық тест; 2. Анықталатын көрсеткіш Бір тест-жолақ: ВИЧ-1, ВИЧ-2 және ВИЧ-1 О тобыдағы антиденелер; 3. Жиынтықта бір рет қолданылатын тест –құрылғының, консервант пен ерітіндісі бар құттының, көп рет қолданылатын планшеттің және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. 4. Тест өткізу уақыты, 20 минуттан аспайды; 5. Сәзімталдық, кемінде 99,4%; 6. Ерекшелігі, кемінде 99,6%; 7. Болуы прекализации ДДҰ "	шт/дана	250			350	87500	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
37	Реагент/ Реагент	Комплект реагентов для выделения РНК вируса гепатита В (HBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "Нақты уақыт" режимінде будандастыру-флуоресценттік детекциямен полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда В гепатиті вирусының (HBV) РНК бөлуге арналған реагенттер жиынтығы	набор/жін ағы			3	51900	155700	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
38	Реагент/ Реагент	Комплект реагентов для выделения РНК вируса гепатита С (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "Нақты уақыт" режимінде будандастыру-флуоресценттік детекциямен полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда С гепатиті вирусының (HCV) РНК бөлуге арналған реагенттер жиынтығы	набор/жін ағы			5	83900	419500	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

39	Реагент/ Реагент	Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала - включает: Лизирующий раствор - 70 мл, Раствор для отмывки, Магнетизированная силика - 0,9 мл, Буфер для элюции - 1,2 мл. Комплект реагентов рассчитан на выделение РНК/ДНК из 100 проб, включая контроль клинических материалов РНК/ДНК-ны бөлуге арналган реагенттер жиынтыгы»Клиникалық материалдан РНК/ДНК бөлуге арналған реагенттер жиынтығы -: Лизациялайтын ерітінді-70 мл, жууға арналған ерітінді, магнетизацияланған силика - 0,9 мл, элюцияға арналған Буфер-1,2 мл.	набор/жин ағы	8	174950	1399600	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
40	Термобумага/термоқағаз	Термобумага для принтера (в приборе) для анализатора гематологического MicroCC-18 Размер 20*30 мм гематологиялық Micros-18 анализаторы үшін термоқағаз 20*30 мм	упаковка/о рау	5	300	3000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

41	Фильтровальные бланки/Сүзгіш қағаз	для неонатального скрининга (200 штук/упаковка)/ неонаталдық скрининг үшін (200 дана/орамада)Бумаға производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии. Состав бумаги может влиять на стабильность собранного образца. Мунктелл полностью контролирует производственный процесс, чтобы гарантировать постоянство состава, равномерную толщину, скорость фильтрации, чистоту и поглощающую способность, обеспечивая высокое качество. Фильтровальные тест – бланки на основе фильтровой бумаги, изготовленной из 100% хлопка. Внешний вид – форма прямоугольника, размером 70x120 мм, с текстом инструкции по взятию крови, тремя кружками для взятия крови. Плотность – 186.3 (160-195) г/м. Толщина – 0.531(0.46 – 0.58) мм. Объем сыворотки – 1.54 (1.37 – 1.71) мкл на диск размером 3.2 мм. Время адсорбции сыворотки – 5.7 (5 - 30) сек. Диаметр пятна при нанесении 100 мкл сыворотки – 16 (15 – 17) мм. Фасовка – 200 штук/упаковка. Условия хранения – 8 +25 С. Срок годности – 2 года с даты производства./ Қағаз жүргізіледі 100% таза мақта очеса қоспасыз күшейту үшін беріктік дымқыл. Құрамы қағаздар әсер етуі мүмкін тұрақтылық жинаған үлгідегі. Мунктелл толық бақылайды, өндірістік процесс, кепілдік беру үшін құрамының тұрақтылығы, біркелкі қалыңдығы, жылдамдығы, сүзу, тазалық, поглотационую қабілетін қамтамасыз ете отырып, жоғары сапасы. Сүзгіш тест – бланкілер негізінде сүзгіш қағаздар дайындалған 100% мақта. Сыртқы түрі – формасы тік төртбұрыш, көлемі 70x120 мм, мәтінмен жөніндегі нұсқаулықты алу, қан, үш үйірмеге үшін қан. Тығыздығы – 186.3 (160-195)/г. м. Қалыңдығы – 0.531(0.46 – 0.58) мм. Көлемі сарысуы – 1.54 (1.37 – 1.71) мкл диск өлшемі 3.2 мм. Уақыты адсорбция сарысуы – 5.7 (5 - 30) сек. Дақтың диаметрі жаққанда 100 мкл сарысуы – 16 (15 – 17) мм. Фасовка – 200 дана/орам. Сақтау шарттары – 8 +25 С. жарамдылық Мерзімі – алған күннен бастап 2 жыл.	упаковка/о рау	65	3350	217750	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
	Всего					17283006,4	

Место поставки товара: г. Атырау, ул. Владимирского 22 б. КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области.

Место представления потенциальным поставщиком документов – г. Атырау, ул.Владимирского 22 б, бухгалтерия, окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 часов 22 февраля 2022 года.

Конверты будут вскрываться в 11 часов 00 мин 22 февраля 2022 года по следующему адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области, актовый зал.

За дополнительной информацией и справками можно обращаться по телефону 8(7122) 21-21-88.

Тауар жеткізу орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған имун тапшылығы синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ШЖҚ КМК.

Әлеуетті өнім берушілердің құжаттама пакетін тапсыру орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, есеп бөлімі, баға ұсыныстарын тапсыру соңғы мерзімі 2022 жылғы 22 ақпан 10 сағат 00 минутқа дейін.

Конверттер Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, мәжіліс-зал мекенжайы бойынша 2022 жылғы 22 ақпан 11 сағат 00 минутта ашылады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8(7122)212188.

Директор

Нурмуханов К.К.